




Technowood®

ディスポーザブル
バイオプシー鉗子

DISPOSABLE BIOPSY FORCEPS



+ 大容量JAWSサイズ

心筋組織採取は市販モデルで最大 (6Frで比較)



+ スムーズな開閉と自動閉鎖機能 (安全機能)

JAWSの開閉がスムーズで操作性に優れています。また、内部構造にスプリングがあり、手を放すと自動的に閉鎖します。



+ テフロンコート付き

ボディーにテフロンコートをすることにより形状記憶性に優れています。



+ 心筋生検で最も重大な穿通を考慮に設計

TBF-S6111・TBF-S6112はボディーの柔軟性が一番高く、穿通の発生を減少させます。



+ バイオプシー用ロングシースをラインナップ!

5Fr, 6Fr, 7Fr バイオプシー鉗子用のロングシースもラインナップに揃えました。バイオプシー検査をトータルでサポートします。

カタログ番号 (シース)	Fr	有効長 cm	形状
TZB985045A(S)	5	98	45°
TZB985090A(S)	5	98	90°
TZB986045A(S)	6	98	45°
TZB986090A(S)	6	98	90°
TZB987045A(S)	7	98	45°
TZB987090A(S)	7	98	90°
TZB416045A(S)	6	41	45°
TZB416090A(S)	6	41	90°
TZB417045A(S)	7	41	45°
TZB417090A(S)	7	41	90°
TZB98501JA(S)	5	98	J タイプ
TZB98601JA(S)	6	98	J タイプ
TZB96701JA(S)	7	96	J タイプ
適応GW: 0.035"			



国内市販製品では最大容積であり、 穿通の少ない構造

使用 シース	カタログ番号	全長 cm	JAWS容量 mm ³	テフロン コート	先端形状付け
5Fr	TBF5001	105	2.02	無し	可能
5Fr	TBF5002	50	2.02	無し	可能
6Fr	TBF6001	105	3.10	有り	可能
6Fr	TBF-S6111	105	3.10	無し	不可
6Fr	TBF6002	50	3.10	有り	可能
6Fr	TBF-S6112	50	3.10	無し	不可
7Fr	TBF7001	105	5.94	有り	可能
7Fr	TBF7002	50	5.94	有り	可能

包装単位:1セット/1箱 EOG滅菌済み

＋ 国内最小径5Frをラインナップ

5Frシース対応。ボディーはフレキシブルになりました。(小児用としても最適です)

＋ 先端形状付け可能タイプ (TBF-S6111・TBF-S6112 除く)

先端形状付け可能で心室内の任意の部位から心筋組織を採取出来ます。



Technowood®

製造販売元

テクノウッド株式会社

〒123-0872 東京都足立区江北4-30-19

代表 03(3856)4111 Fax 03(3856)4113

Customer Service 03(5647)3925

Fax・Free Dial 0120(322)571

販売名:テクノウッド ディスポーザブルバイオブシー鉗子

医療機器承認番号:22000BZX00791000

医療機器クラス分類:クラスIV

本製品はディスポーザブルにより一回限りのご使用をお願いいたします。
ご使用の際は添付文書に従いご使用ください。
本製品の販売には高度管理医療機器等販売業の許可が必要です。
形状及び仕様は予告無く変更する場合があります。