

スプリング ガイドワイヤー

手技の安全性と操作性の 両立を実現

安全性を向上させるため、先端に柔軟性を持たせ、血管内皮膜の損傷を最小限に防ぎ、ガイドワイヤーボディーはキック抵抗に優れ安全な操作が得られます。

精密な製造により、品質を安定させ、操作性を向上させるためにガイドワイヤー表面にテフロンコーティングを施し、血管内での操作性をアップさせました。

ロングストレートナーの採用により、Jカーブ形状のGWを容易に挿入できるようになりました。



カタログ番号	形状	サイズ	全長 cm	仕様
T502L-3520J3	J shape 3mm	0.035" (0.88mm)	200	ロング ストレートナー付き
包装単位：5セット/1箱 EOG滅菌済み				

医療用具承認番号：21100BZZ00757000
販売名：テクノウッドガイドワイヤー

本品は、一回限りのご使用をお願いいたします。
形状及び仕様は、予告無く変更する場合があります。

