

ゼメックスイントロデューサーセット

ロングシース (選択的導入用)

本商品は心筋バイオプシー用に開発された選択的導入用シースイントロデューサーであり、耐キンク性に優れております。

シース上部には圧測定及びフラッシュ用の三方活栓付きサイトポートを装備し、ダイレーターを密着させる様に専用ロック形式となっております。シース先端はテーパ形状となっております。

カタログ番号	規格	包装単位	JAN コード
TZB985045A(S)	5Fr 98cm 45° アングル	1本/箱	4545367044640
TZB985090A(S)	5Fr 98cm 90° アングル	1本/箱	4545367044206
TZB986045A(S)	6Fr 98cm 45° アングル	1本/箱	4545367044190
TZB986090A(S)	6Fr 98cm 90° アングル	1本/箱	4545367044183
TZB416045A(S)	6Fr 41cm 45° アングル	1本/箱	4545367044220
TZB416090A(S)	6Fr 41cm 90° アングル	1本/箱	4545367044176
TZB987045A(S)	7Fr 98cm 45° アングル	1本/箱	4545367044350
TZB987090A(S)	7Fr 98cm 90° アングル	1本/箱	4545367044367
TZB417045A(S)	7Fr 41cm 45° アングル	1本/箱	4545367044937
TZB417090A(S)	7Fr 41cm 90° アングル	1本/箱	4545367044336
TZB98501JA(S)	5Fr 98cm J タイプ (マリノタイプ)	1本/箱	4545367044374
TZB98601JA(S)	6Fr 98cm J タイプ (マリノタイプ)	1本/箱	4545367044302
TZB96701JA(S)	7Fr 96cm J タイプ (マリノタイプ)	1本/箱	4545367044848
TZB706060D(S)	6Fr 70cm 3D	1本/箱	4545367044885

- ※ 希望小売価格には消費税は含まれておりません。
- ※ 98cm、41cmはシースの有効長であり、ダイレーターが付属されております。[推奨GW:0.035"(0.89mm)]
- ※ シースtoシースの手技の場合使用されるロングシースの2Fr大きい一般のシースをご使用下さい。
7Frは2.5Fr大きいシースをご使用下さい。



- ・ 本品は、ディスプレイザブルにより一回限りのご使用をお願いいたします。
- ・ 本品の使用に際しては、添付されている添付文書を必ずお読み下さい。
- ・ 本品の仕様・外装などについては事前の予告なしに変更する場合があります。

医療機器承認番号:20500BZZ00934000

発売元

テクノウッド株式会社

〒123-0872 東京都足立区江北4-30-19
Customer Service: 03(5647)3925
Fax・Free Dial: 0120(32)2571

製造販売業者

ゼオンメディカル株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2
新丸の内センタービル
代表 03(3216)0933 Fax 03(3216)1270